

Tragbare Kaltlichtquelle

CLF250-CE



Die wichtigsten Merkmale

- 250 Watt Doppel-Halogen Lampen.
- Perfekter optischer Kollimator zur besten Lichtausnutzung
- Einstellbare Intensität, elektronisch gesteuert
- Hervorragend geeignet für alle endoskopische Prozeduren einschließlich Laparoskopie
- Eingebauter Filter.
- Helles Licht für Video-Anwendungen
- Leicht zu ersetzende Lampen
- Preisgünstige Ersatzlampen
- Echter 250 Watt Ausgang
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Adapter für Storz Licht Kabel

2