

Tragbare Kaltlichtquelle für Endoskopie

CLK250-CE



Wichtige Merkmale:

- Doppelhalogenlampen 250 W
- Perfekter optischer Collimator zur vollen Lichtausbeute
- Einstellbare Intensität über elektronische Steuerung
- Geeignet für alle G.I. Endoskope
- Weitere Einsatzbereiche in der Gastroskopie, der Colonoskopie und ERCP
- Geräuscharme Luftpumpe
- Hohe Luftmenge
- Echter 250 W Ausgang
- Kompakt und leichtgewichtig
- Getrennte Steuerung für Licht und Luft
- Eingebauter Filter
- Helles Licht für Video-Anwendung
- Einfacher Lampenaustausch
- Preisünstige Ersatzlampen