

## Technische Spezifikation

Versorgungsspannung	230V AC, 50/60Hz (110V optional)
Leistung	300 W max
Lichtaustritt	Über optische Kollimator Einheit
Luft-Quelle	Eingebauter lautloser Kompressor
Kontrollen	Unabhängig für Licht und Luft
Steuerung der Intensität	Elektronisch, stufenlos einstellbar
Intensitätsbereich	50% bis 100%
Ersatzlampe	24 V / 250 W, zentraler Stecksockel
Lampentyp	Halogen Photo Optik
Kühlung	Zwangselüftung
Ventilator	2900 Upm, gelagert
Kühlluftstrom	8,5 m <sup>3</sup> /min
Abmessungen	295 breit x 130 hoch x 165 tief (mm)
Transportkasten	In Lieferung enthalten
Gewicht	5,9 kg.