

## Digitaler Luftinsufflator für Laparoskopie

### DigiAIR-4



### Die wichtigsten Merkmale:

- Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessor, ermöglicht höhere Genauigkeit der Luftlieferung und Dosierung
- Der einzigartige Kontrollalgorithmus stabilisiert Das Pneumoperitoneum auch bei größerer Leckage
- Stellt schnelle Luftlieferung sicher und sorgt für sofortige Rückmeldung für alle Handlungen, besonders, wenn Unterdruck entsteht.
- Keine Betriebskosten
- Wartungsfreie Ausführung
- Komplet digitalisiertes System
- Luftflussrate mit präziser elektronischer Steuerung
- “Soft Flow-in” und “Soft Flow-out” Algorithmus verhindert den exzessiven intra-abdominalen Druck
- Hochleistungs-Luftpumpe
- Lautlose Arbeitsweise
- Voll automatisiert
- Digitale Anzeige für Druck und Fluss
- Flussmenge einstellbar von 1 bis 20
- Druck einstellbar von 1 bis 30 mmHg
- Einfache Bedienungsweise
- Kompakt und leichtgewichtig