



DigiAIR-4 Technische Spezifikation

Anschluss-Spannung	230V AC, 50/60Hz (110V optional)
Leistung	20 W max.
Eingabe Gas	Luft (atmosphärisch)
Druckbereich	1 to 30 mmHg
Auslassverbindung	Rohranschluss für 4~5,5mm Innendurchmesser Rohr
Fließbereich	1 to 20
Abmessungen	260 breit x 112 hoch x 245 tief (mm)
Gewicht	1,6 kg
Display Typ	4 Digits - 7 Segmente LED hell
Keyboard	4 Feather Touch versiegelt
Audio Angabe	mitgeliefert
Gerätefüsse	Einstellbar für bessere Betrachtung
Transportkoffer	Mitgeliefert (kostenfrei)