

Kanülenvernichter für Nadeln 16 bis 26

LifeGuard Classic

Infektionen durch Blutkontamination wie HIV und Hapatitis-B sind eine reale Bedrohung durch ungewollte Stiche mit Spritzen. Die ist ein ernstzunehmendes Risiko für Personen, die in der Krankenpflege arbeiten.

Dieses Risiko kann eliminiert werden dank des Kanülenvernichters LifeGuard Classic.

Dieses Gerät verwandelt die Nadel in Asche. Nadeln der Größen 16 bis 26 können zerstört werden. Die Nadel wird durch einen elektrischen Kurzschluss zwischen zwei speziell ausgebildeten Polen verbrannt mit einer Temperatur von ca. 2000 °C. Es dauert weniger als 3 sec. Eine Nadel in Asche zu verwandeln.



Salient Features:

- Automatischer Stromsparmmodus
- Automatische Nadelvernichtung
- Leicht und kompakt
- Eine Kanüle kann in 2 Teile geschnitten werden
- Scharfe Guillotine integriert
- Mikroben werden sofort vernichtet Durch die hohe Verbrennungstemperatur während des Vernichtungs-Vorganges

Technische Daten :

Anschluss-Spannung	230V AC, 50/60Hz (110V optional)
Leistung	50 W im Schnitt
Nadelgrößen	16 bis 26
Kanülenarten	Plastik und Glas *
Zerstörungsmodus	Verbrennung
Kanülenvernichtung	Guillotine für Plastikkanülen
Elektroden	Starkes Messing
Schubladenskapazität	50 Nadeln und Kanülen
Guillotineblatt	Gehärtet, mit Rückstellfeder
Abmessungen	180 x 170 x 85 mm
Gewicht	2 kg.

* Ein Abziehloch ist integriert für die Abtrennung des Nadelhalters von der Glaskanüle. Die Glaskanüle kann nicht guillotiniert werden

Bemerkung :

LifeGuard ist ein MUSS für alle Krankenhäuser, Labore, Arztpraxen und andere, die in der Patientenpflege und der Tierpflege tätig sind. Nun können alle kontaminierte Spritzen direkt nach dem Gebrauch vernichtet werden.