



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

LifeGuard—Destructor de Agujas Hipodérmicas



Sálva vidas mediante la destrucción segura de agujas contaminadas

Las enfermedades transmitidas a través de la sangre, tales como el SIDA y la Hepatitis B son una amenaza real debido a pinchazos accidentales con agujas. Se ha convertido en un riesgo ocupacional para el personal hospitalario y de atención médica y odontológica. Usted puede eliminar con el **Destructor de Agujas LifeGuard**

El **LifeGuard** reduce las agujas a cenizas y metal fundido. Maneja agujas con calibres entre 16 y 30. Las agujas son destruidas por fusión eléctrica entre dos electrodos especialmente diseñados. Toma alrededor de 3 segundos destruir la aguja.

Puntos Resaltantes

- **Los** microbios y gérmenes patógenos son completamente destruidos por las altas temperaturas alcanzadas en el proceso de destrucción de las agujas
- **Auto detección de agujas y ahorrador de energía**
- **Liviano y compacto**
- **La inyectora puede ser cortada en 2 partes con un aditamento incorporado**

El **Destructor de Agujas LifeGuard** es una necesidad en hospitales, clínicas, laboratorios, salas de emergencias, consultorios odontológicos, spas, clínicas veterinarias y otras instalaciones e instituciones.

En muchos países es obligatoria la destrucción de agujas después de su uso.

[¡Si no es CellSonic™ es caro!](#)

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida 33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
cellsonicamericas@bellsouth.net
Skype ID gva1936