



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

CellSonic™ fabrica litotritores; litotricia es un tratamiento por ondas de choque (no es un choque eléctrico). Litotricia se ha utilizado por más de 35 años en medicina. Existe mucha práctica y conocimiento en este campo. Urólogos aun usan litotricia para quebrar cálculos renales extracorpórea. **CellSonic™** ahora coloca la litotricia y todos los beneficios de su terapia a un costo moderado a otras aéreas medicas. **CellSonic™ Machine** es un litotritor útil en varias especialidades medicas; **ortopedia, dermatología, cirugía plástica, medicina deportiva y cicatrización de heridas.**



CellSonic™ Machine es inofensivo y fácil de usar. La onda sonora es pulsada y enfocada por el cabezal para producir un óptimo campo de energía donde es necesaria. La energía causa micro fracturas en el área no consolidada del hueso, lo cual induce la proliferación de vasos sanguíneos para aumentar la vascularización y mejorar la calidad de los tejidos donde están comprometidos.

En reuniones del **ISMST*** numerosos trabajos clínicos presentados demostraron la eficacia en tratamientos con ondas de choque en procesos de cicatrización de heridas y regeneración ósea.

CellSonic™ ahora coloca litotricia y todos los beneficios de esta terapia a un costo moderado a muchas especialidades medicas para el beneficio del paciente.

Los equipos **CellSonic™** llevan la marca CE y su fábrica tiene aprobación ISO 13485:2003 & ISO 9001:2000; pruebas de calidad. **CellSonic™ Machine se garantiza por 10 años.**

*[ISMST - International Society for Medical Shockwave Treatment](http://www.ismst.org)

¡Si no es CellSonic™ es caro!

CellSonicAmericas
1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
cellsonicamericas@bellsouth.net
Skype ID gva1936

Representante