



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

CellSonic™ fabrica litotritores; litotricia es un tratamiento por ondas de choque (no es un choque eléctrico). Litotricia se ha utilizado por más de 35 años en medicina. Existe mucha práctica y conocimiento en este campo. Urólogos aun usan litotricia para quebrar cálculos renales extracorpórea. **CellSonic™** ahora coloca la litotricia y todos los beneficios de su terapia a un costo moderado a otras aéreas medicas. **CellSonic™ Machine** es un litotritor útil en varias especialidades medicas; **ortopedia, dermatología, cirugía plástica, medicina deportiva y cicatrización de heridas.**



CellSonic™ Machine es inofensivo y fácil de usar. La onda sonora es pulsada y enfocada por el cabezal para producir un óptimo campo de energía donde es necesaria. La energía causa micro fracturas en el área no consolidada del hueso, lo cual induce la proliferación de vasos sanguíneos para aumentar la vascularización y mejorar la calidad de los tejidos donde están comprometidos.

En reuniones del **ISMST*** numerosos trabajos clínicos presentados demostraron la eficacia en tratamientos con ondas de choque en procesos de cicatrización de heridas y regeneración ósea.

CellSonic™ ahora coloca litotricia y todos los beneficios de esta terapia a un costo muy moderado a muchas especialidades medicas para el beneficio del paciente.

Los equipos **CellSonic™** llevan la marca CE y su fábrica tiene aprobación ISO 13485:2003 & ISO 9001:2000; pruebas de calidad. **Se garantizan los equipos por 10 años.**

*[ISMST - International Society for Medical Shock-wave Treatment](http://www.ismst.org)

¡Si no es CellSonic™ es caro!

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida 33012
305 559 0842 - 305 608 3622 (Cel)
Skype ID gva1936
cellsonicamericas@bellsouth.net

Representante



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

Especificaciones Técnicas

Controladora	
Voltaje :	230 V ±10% AC @ 50-60 Hz
Fuerza Eléctrica :	280 Vatios
EN60601-1 Clase	I
EN60601-1 Tipo	BF
Entrada de Fuerza	Montada en un Panel IEC C14 con 3 pines.
Protección (Tierra eléctrica)	Una tierra eléctrica para protección del paciente o operadores
Fusible :	10Amp, 5X20mm cartucho de vidrio, de acción rápida
Frecuencia de Impactos :	4 por segundo aproximadamente
Indicadores :	LED indicadores para HEAD CHECK, TREATMENT OVER, RESET OK
Impactos por ciclo :	1500 aproximadamente
Dimensiones :	1145H X 375Ø mm (sin el cabezal colgado a lado)
Peso :	55 kg.
Temperatura de operación	15° - 35° C
Protección (Grado)	IP20
Manijas	Dos Manijas al lado para transporte y maniobrar el equipo.
Cabezal D5	
Foco :	5mm de la membrana
Frecuencia de operación :	0-5 Hz
Dimensiones :	160H X 90Ø mm (sin cable o conector)
Peso :	1.55 kg.
Cabezal X1	
Foco:	Infinito
Frecuencia de operación :	0~5 Hz
Dimensiones :	185H X 95Ø mm (sin cable o conector)
Peso:	2kg.

¡Si no es CellSonic™ es caro!

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida 33012
305 559 0842 - 305 608 3622 (Cel)
Skype ID gva1936
cellsonicamericas@bellsouth.net

Representante