



!Si no es CellSonic™ es caro!

CellSonic™ fabrica litotritores; litotricia por ondas de choque (No es un choque eléctrico). La litotricia se ha utilizado por más de 35 años en medicina. Existe mucha práctica y conocimiento en este campo. Lo que CellSonic™ ha hecho es reducir el tamaño y los precios de litotritores para llevarlos a nivel de clínicas y de centros médicos más pequeños que los grandes hospitales.



¿Qué es litotricia?

Lithos
Tripsis

Piedra en Griego
Quebrar en Griego

Un litotritor es un equipo médico originalmente utilizado por urólogos para quebrar cálculos renales. Litotricia también se han demostrado ser útil en el tratamiento de fracturas no consolidadas, pseudoartrosis, lesiones deportivas y cicatrización de heridas al aumentar la vascularización en el área tratada y mejorar la calidad de los tejidos blandos donde están comprometidos.

El litotritor de **CellSonic™** es inofensivo y fácil de usar. La onda sonora es pulsada y enfocada por el cabezal para producir un óptimo campo de energía donde es necesaria. La energía causa micro fracturas en el área no consolidada del hueso, lo cual induce la proliferación de vasos sanguíneos para aumentar la vascularización y mejorar la calidad de los tejidos donde están comprometidos.

En reuniones del ISMST* numerosos trabajos clínicos presentados demostraron la eficacia en tratamientos con ondas de choque en procesos de cicatrización de heridas y regeneración ósea.

CellSonic™ ahora coloca litotricia y todos los beneficios de esta terapia a un costo moderado a muchas especialidades medicas para el beneficio del paciente. Equipos **CellSonic™** llevan la marca CE y su fábrica tiene aprobación ISO 13485:2003 & ISO 9001:2000; pruebas de calidad.

*[ISMST - International Society for Medical Shockwave Treatment](#)

Hauptstrasse 16, CH-3186
Düdingen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9
www.cellsonic-medical.com
cellsonic-beauty@gmail.com
cellsonicamericas@bellsouth.net

CellSonicAmericas
1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida 33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cell)
Skype ID [gva1936](#)